


Numero dell'articolo: Manual Water Fill
Black: 3302946 | Auto-Water Fill Black:
3302947 | Pressurized Water Fill Black:
3302948 | Manual Water Fill White: 3302943 |
Auto-Water Fill White: 3302944 | Pressurized
Water Fill White: 3302945

Descrizione

Il più piccolo generatore di idrogeno per GC-FID, il Precision Hydrogen SL è stato sviluppato per offrire una soluzione ottimizzata di idrogeno gassoso da laboratorio per i rivelatori di fiamma GC con una purezza del 99,9995%. Il Precision Hydrogen SL è sicuro, semplice da usare, di facile manutenzione e occupa uno spazio ridotto sul bancone. Con una forma impressionante e ottimizzata, il Precision Hydrogen SL produce idrogeno fino a 100cc/min senza compromessi sulla sicurezza. Una varietà di caratteristiche garantisce che il Precision SL produca idrogeno in modo sicuro, immagazzinando un volume minimo di gas rispetto alle bombole. Questo generatore è disponibile di colore bianco o nero e comprende una garanzia di 2 anni di serie. Il più piccolo generatore di idrogeno per GC-FID, il Precision Hydrogen SL è stato sviluppato per offrire una soluzione ottimizzata di idrogeno gassoso da laboratorio per i rivelatori di fiamma GC con una purezza del 99,9995%. Il Precision Hydrogen SL è sicuro, semplice da usare, di facile manutenzione e occupa uno spazio ridotto sul bancone. Con una forma impressionante e ottimizzata, il Precision Hydrogen SL produce idrogeno fino a 100cc/min senza compromessi sulla sicurezza. Una varietà di caratteristiche garantisce che il Precision SL produca idrogeno in modo sicuro, immagazzinando un volume minimo di gas rispetto alle bombole. Questo generatore è disponibile di colore bianco o nero e comprende una garanzia di 2 anni di serie.

- **Tipo di gas** Idrogeno
- **Compressore integrato:** No



Caratteristiche principali

- 2 modelli - 100cc e 200cc
 - 99,9995% di purezza @ 100 psi
 - Avvio e spegnimento con un solo pulsante
 - Facile gestione della manutenzione da parte dell'utente finale
 - Opzionali: riempimento automatico dell'acqua o riempimento con acqua pressurizzata
 - Funzione fail-safe di auto-spegnimento
 - Conforme CE, FCC e CSA
 - 2 anni di garanzia completa
 - Disponibile nei colori nero o bianco
-
- 2 modelli - 100cc e 200cc
 - 99,9995% di purezza @ 100 psi
 - Avvio e spegnimento con un solo pulsante
 - Facile gestione della manutenzione da parte dell'utente finale
 - Opzionali: riempimento automatico dell'acqua o riempimento con acqua pressurizzata
 - Funzione fail-safe di auto-spegnimento
 - Conforme CE, FCC e CSA
 - 2 anni di garanzia completa
 - Disponibile nei colori nero o bianco

Specifiche tecniche

Generatore di idrogeno Precision SL 100	
Tipo di gas	Idrogeno
Flusso massimo di gas:	100 *cc/min
Pressione massima in uscita:	100psi/6,9bar
Contenuto di idrocarburi:	Hydrocarbon free
Pressione massima in uscita:	100psi/6,9bar
Purezza massima:	99.9995%
Raccordo uscite gas:	1 x 1/8" Swagelok compression fitting
Requisiti di purezza dell'acqua:	ASTM Type II (<1 µS/cm / >1 MΩ-cm)
Consumo d'acqua:	Up to 0.12L/day
Tempo di avvio:	6 minutes
Consumo di energia:	1.2A @ 240V, 220W
Voltaggio:	100-240V ±10%
Frequenza:	50/60 Hz
Corrente:	6 Amps
Potenza termica:	983 BTU/hr
Temperatura operativa massima:	35°C / 95°F
Livello di rumore:	<55 (dB)
Accreditamenti:	CE, FCC, CSA
Dimensioni (AxLxP) in mm	250 x 160 x 355 mm
Dimensioni (AxLxP) in pollici	9,8 x 6,3 x 14 inches
Peso del generatore	8kg / 17,6lbs

* Tutte le portate sono indicate in sccm a 273,15 K e 1,01 bar

[PEAK Protected]TM

I generatori di gas Peak Scientific definiscono il punto di riferimento in termini di affidabilità, praticità e prestazioni nei laboratori di tutto il mondo e sono coperti da una garanzia di 12 mesi. Oltre questo periodo, tuttavia, puoi assicurarti che il tuo investimento continui a essere **[protetto]** dalla nostra copertura completa per la cura dei generatori.

I nostri pacchetti di assistenza post-assistenza di prim'ordine offrono un programma di manutenzione preventiva programmata, assicurandoti al contempo un accesso immediato al supporto tecnico mondiale e una risposta prioritaria in loco in caso di guasto prematuro.

- Per ordinare parti visitare: www.peakscientific.com/ordering/
- Per i piani di servizio visita: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific Italia
t: +44 141 812 8100
Per un elenco completo dei nostri in tutto il mondo sedi degli uffici, visitare:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com



0003