

Corona Air Compressor

Funziona con il generatore di azoto
Corona 1010

Numero dell'articolo: 85-0555 (230v) |
85-1555 (110v)



Descrizione

Il compressore d'aria Corona è stato progettato per essere impilato ordinatamente con il generatore di azoto Corona 1010 che fornisce aria compressa per i laboratori senza una fonte esterna di gas. La serie Corona è stata sviluppata per soddisfare i requisiti del rilevatore di aerosol caricato Thermo Scientific Corona Veo.



Tipi di applicazione


Unità compressore d'aria compatibile con unità Corona azoto

Generator Details

- **Tipo di gas:** Aria
- **Compressore integrato:** Sì

Caratteristiche principali

- Impilabile con azoto Corona 1010 Fornisce aria per il sistema Corona per laboratori senza alimentazione esterna
- Il gas viene fornito su richiesta, quindi il generatore funziona secondo i tuoi programmi Garanzia completa in loco di 12 mesi



Specifiche tecniche

	Compressore d'aria corona
Tipo di gas	Aria
Flusso massimo di gas:	30L/min
Pressione massima in uscita:	110psi/7,6bar
Pressione massima in uscita:	110psi/7,6bar
Pressione di ingresso minima:	0
Pressione di ingresso massima:	110psi/7,6bar
Consumo di energia:	572 VA / 736 VA
Voltaggio:	110 / 230 V
Frequenza:	50 / 60 Hz
Corrente:	5.2 A / 3.2 A
Potenza termica:	1950 VA / 2510 VA
Temperatura operativa massima:	35°C / 95°F
Particelle:	<0.1µm
Accreditamenti:	CE
Dimensioni (AxLxP) in mm	406 x 417 x 540 mm
Dimensioni (AxLxP) in pollici	16 x 16,4 x 21,3 inches
Peso del generatore	42kg / 92,4lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

