

TOC 1500

Generatore di carbonio organico totale

Numero dell'articolo: 42-1030



Descrizione

Progettato per fornire un'alimentazione d'aria affidabile per gli analizzatori di TOC, il TOC1500HP è un sistema robusto utilizzato nei laboratori per produrre CO2 pulito e secco e privo di CH4




Tipi di applicazione

Analizzatori di TOC

Generator Details

- **Tipo di gas:** Aria
- **Compressore integrato:** No



Caratteristiche principali

- Produce aria pulita, secca, priva di CO2 e CH4
- Ideale per analizzatori di TOC NPOC
- Esegue 24 ore su 24, 7 giorni su 7, se necessario Montabile a parete per piccoli laboratori
- Poche parti in movimento significano poca manutenzione e garantiscono una lunga durata del generatore
- Funzionamento completamente silenzioso
- Richiede una configurazione minima
- Garanzia on-site completa di 12 mesi

Specifiche tecniche

TOC 1500 Generatore di carbonio organico totale

Tipo di gas	Aria
Flusso massimo di gas:	1500cc/min
Pressione massima in uscita:	80psi/5,5bar
Pressione massima in uscita:	80psi/5,5bar
Purezza massima:	<1 ppm CO ₂ / 2.0ppm THC
Pressione di ingresso minima:	90psi/6,2bar
Pressione di ingresso massima:	145psi/10bar
Requisiti di purezza dell'acqua:	N/A
Consumo d'acqua:	TBC
Voltaggio:	100-230 ± 10% VAC
Frequenza:	50 / 60 Hz
Corrente:	8 Amps
Accreditamenti:	CE
Dimensioni (AxLxP) in mm	660 x 250 x 160 mm
Dimensioni (AxLxP) in pollici	26 x 9,8 x 6,3 inches
Peso del generatore	12kg / 26,4lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

